

RCTEM

Rotem Industries Ltd.

FDG Precursor & Reagents for Sumitomo Synthesizer



【販売元】

住重加速器サービス株式会社

営業部【本社】
〒141-0031
東京都品川区西五反田7-1-1
住友五反田ビル5階
TEL03-5434-8466 FAX03-6731-7616

営業部【関西支社】
〒530-0005
大阪府大阪市北区中之島2丁目3番33号
大阪三井物産ビル9F
TEL06-7635-3629 FAX06-7711-5104

輸入販売代理店
エスケークム株式会社
TEL 03-6425-7327 FAX 03-6425-7328

Mannose Triflate & Reagents for ¹⁸F¹⁸FDG Synthesis with Sumitomo F300E Synthesizer

All chemicals required for ¹⁸F¹⁸FDG synthesis with the F300E Synthesizer.

Mannose Triflate

Catalog No.	Contents	Packaging
MT20e1	Mannose Triflate 20mg	Amber glass crimp vial 3 ml flip-off cap

Reagents Kit: KT300

Reagent No	Contents	Packaging
K30001	Cryptand 2.2.2 22 mg/vial	Amber glass crimp vial 3 ml yellow flip off cap
K30002	Potassium Carbonate 7 mg in Water / AcN (2:7) 0.9 ml.	Clear glass crimp vial 3 ml yellow flip off cap
K30003	Acetonitrile, Anhydrous 0.3 ml	Clear glass crimp vial 3 ml orange flip off cap
K30005	Acetonitrile, Anhydrous 1.8 ml	Clear glass crimp vial 3 ml red flip off cap
K30006	NaOH 0.3N, 3.0 ml.	PET crimp vial, 10 ml green flip off cap
K30007	Empty vial for injection solvent 5 ml	Clear glass crimp vial 20ml blue flip off cap
K30008	Potassium Carbonate solution 16% 10 ml	Clear glass crimp vial, 10 ml black flip off cap
K30009	Empty vial for injection solvent 13 ml	Clear glass crimp vial 20ml blue flip off cap

Rotem is a world leader in PET consumables, manufacturing complete packages for radiotracer production on a range of synthesis modules.

Outstanding Quality System

- EU & PIC/S Q7 GMP Certified
- US FDA Inspected Facility
- EDQM Certification for Mannose Triflate
- ISO 9001/13485 Certified
- In House GMP Analytical Lab ISO 17025 Certified

【販売元】

住重加速器サービス株式会社

営業部【本社】
〒141-0031
東京都品川区西五反田7-1-1
住友五反田ビル5階
TEL03-5434-8466 FAX03-6731-7616

営業部【関西支社】
〒530-0005
大阪府大阪市北区中之島2丁目3番33号
大阪三井物産ビル9F
TEL06-7635-3629 FAX06-7711-5104

輸入販売代理店
エスケーム株式会社
TEL 03-6425-7327 FAX 03-6425-7328



住友F300合成機向け18FDG合成用マンノーストリフレート及び試薬

F300合成機での18FDG合成に必要な薬品の全て

マンノーストリフレート

型番	内容物	包装
MT20e1	マンノーストリフレート 20mg	遮光ガラス3mlクリン°バ°イアル フリップ°オ°キャップ°
試薬キット : KT300		
型番	内容物	包装
K30001	クリン°タト°2.2.2. 22 mg/バ°イアル	遮光ガラス3ml クリン°バ°イアル フリップ°オ°キャップ° 黄色
K30002	炭酸カリウム 0.7mg 水溶液 水 : can(2:7) 0.9ml	透明ガラス3ml クリン°バ°イアル フリップ°オ°キャップ° 黄色
K30003	無水アセトニトリル 0.3ml	透明ガラス3ml クリン°バ°イアル フリップ°オ°キャップ° オレンジ
K30005	無水アセトニトリル 1.8ml	透明ガラス3ml クリン°バ°イアル フリップ°オ°キャップ° 赤
K30006	水酸化ナトリウム 0.3N. 3.0ml	PET クリン°バ°イアル10ml フリップ°オ°キャップ° 緑
K30007	空バ°イアル 5ml注射液用	透明ガラス20ml クリン°バ°イアル フリップ°オ°キャップ° 青
K30008	炭酸カリウム溶液 16% 10ml	透明ガラス10ml クリン°バ°イアル フリップ°オ°キャップ° 黒
K30009	空バ°イアル 13ml注射液用	透明ガラス20ml クリン°バ°イアル フリップ°オ°キャップ° 青

ROTEMはPET用消耗品のワールドリーダーとして、核薬剤の各種合成機に対応する、キットを製造しています。

優れた品質システム

- EU & PIC/S Q7 GMP認証済み (PIC: Pharmaceutical Inspection Convention)
(PICS: Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)
- 米国FDAによる検査済み
- EDQMによりマンノーストリフレート認証済み (EDQM : European Directorate for the Quality Medicines)
- ISO 9001/13485認証済み
- 社内GMP分析施設として ISO 17025認証済み

輸入・販売代理店

ロテム インダストリーズ (イスラエル)

(株)ISKケム (日本)

TEL : 03-6425-7327
FAX: 03-6425-7328
Mail: a.shirai@skchem.jp

【販売元】

住重加速器サービス株式会社

営業部 [本社]
〒141-0031
東京都品川区西五反田7-1-1
住友五反田ビル5階
TEL03-5434-8466 FAX03-6731-7616

営業部 [関西支社]
〒530-0005
大阪府大阪市北区中之島2丁目3番33号
大阪三井物産ビル9F
TEL06-7635-3629 FAX06-7711-5104